Bestimmung des Ethanolgehaltes		BBS Winsen - Giesler - Ethanol.doc - 16.02.2006
Name:	Klasse:	Datum:

# Wie lässt sich die Konzentration (Vol.%) einer alkoholischen Lösung bestimmen?

Durch Messen der	Recherchiere entsprechenc	le Werte (Röm	pp, Wikipedia o.ä.)
Die	von reinem Wasser beträgt (bei +4°C)	g/cm <sup>3</sup> .	
Die	von reinem Ethanol beträgt	g/cm <sup>3</sup> .	
Welchen Zusamm	enhang zwischen Alkoholgehalt und Dich	te vermutest D	u?
I <sub>e</sub>			AVERS

## Geräte:

1-2 Messzylinder 100ml, Aräometer (Messspindel für Dichtemessung), ggf. (warum z.B. Gruppe 1 & 2?) 1 Messzylinder 10 ml und Trichter.

#### Chemikalien:


Destilliertes Wasser u. Ethanol, Mengen gemäß Tabelle.

# Durchführung:

Beide Flüssigkeiten gemäß Gruppenenteilung sortenrein & genau abmessen und anschließend durch mehrmaliges Umgießen gut durchmischen. Entsorgung der Mischung: Ausguss.

Klärt vor euren Messungen den Umgang mit dem Aräometer. Die Dichte-Skala steht auf dem Kopf! Welchen Wert liest du bei der Ableseübung ab?

Dichte mit dem Aräometer ausspindeln und notieren. Die fehlenden Werte mit den anderen Gruppen abgleichen.



#### **Messwerte:**

Gruppe	1	1	2	2	3	3	4	1	4	5	(	5	Lit.
Wasser [ml]	100												0
Ethanol [ml] = [Vol.%]	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	100
Dichte [g/cm³]													

### **Auswertung:**

Setze deine Tabelle in ein großzügiges Diagramm (DIN A4-Blatt quer, Dichte als x-Achse, Vol.% Alk. als y-Achse) um.

Wird deine Vermutung über den Zusammenhang zwischen Alkoholgehalt und Dichte bestätigt?

In der nächsten Stunde soll mit Hilfe Deiner so ermittelten "Eichkurve" über die Messung der Dichte die Konzentration einer alkoholischen Lösung bestimmt werden.